

Promptspørgsmål	Placering	Feltkode	Type
Afpipetteres. Blå følgeseddel til Risskov (neuroleptika).	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Afpipetteres. Grøn følgeseddel til Risskov (antidepressiva).	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Allergen(er).	lokal	kommentar	info til lægen
Angiv blodbank.	lokal	tekst	tekst
Angiv specifik RAST-analyse.	lokal	tekst	tekst
Beholder tilsat 100 ml. 2.5 % saltsyre. 5-HIAA og noradrenalin kan bestemmes på samme prøve.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Besked til lab, fax 79 40 68 53. Skriv OK her:	lokal	tekst	tekst
Brug de medfølgende glas ved prøvetagning i praksis. Cent/afpip inden 2 timer.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres inden 2 timer - se Laboratoriehåndbog.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres inden for 1t.Udsvingcentrifuger:Indsend det centrifugerede glas ellers afpipettering.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres indenfor 6 timer - kan ikke tages fredag efter afhentning af prøver. Se laboratoriehåndbogen.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugering inden 2 t. Gelglas kan anvendes. Tørglas skal altid afpipetteres. Sendes ej fredag.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Dato for undersøgelse skal aftales. Ring 79 40 65 19.	lokal	tekst	tekst
Der skal anvendes morgenurin eller urin, der har stået mindst 3 t. i blæren.Følg iøv.brugsanvisningen på det sterile urinprøvesæt nøje.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Døgnurin opsamles: 1. urinport. kasseres og kl. slet notéres, der opsamles i 24 t. og sidste urin-port. opsamles på sm. kl.slet som start.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Ejakulationen kan ske i hjemmet. Emballage+vejl.hentes på KPLL/filial.	lokal	kommentar	info til lægen
FC-glasset vendes forsigtigt! 10-15x.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
HUSK: barkoden skal overstreges.	lokal	kommentar	info til lægen
HUSK: P.g.a. Bilirubin eller LD skal KEMI PIP afpipetteres og serum indsendes.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
HUSK: P.g.a. LD skal KEMI PIP afpipetteres og serum indsendes.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Hvilke luftvejsallergener skal der testes for ved positiv screening.	lokal	kommentar	info til lægen
Indtast ønskede ØVRIGE ALLERGENER, anfør koder.	lokal	tekst	info til lægen
Kan indsendes ved tilsætning af Na-carbonat.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
KUN efter aftale med SSI.	lokal	kommentar	info til lægen
Kun for patienter i amt 13. Bestil også Jern;P	lokal	kommentar	info til lægen
Kun for patienter i amt 15. Bestil også Jern;P	lokal	kommentar	info til lægen
maks. 5 ml urin.Urinprøver i polypropylenrør er holdbare 24 t. v. stuetemp., 7 dgn v. 2-8°C.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Mindst mulig stase. Henstår i 30 min. centr/afpip. i 10 min. ved ca 1200 g.	lokal	kommentar	note vedrørende håndtering
Når I rekvirerer glucose 0 og 120 min, Glu 0min skal bruges til faste.	lokal	kommentar	info til lægen
Når I rekvirerer glucose 0 og 120 min, Glu 0min skal bruges til faste.	lokal	kommentar	info til lægen
Panel for 19 inhalationsantigener. Se analysefortegnelse/allergiseddel.	lokal	kommentar	info til lægen

Patienten må ikke være i heparinbehandling.	lokal	kommentar	info til lægen
Patienten skal have været vågen 2 timer.	lokal	kommentar	info til lægen
P-Creatininiumsvar indenfor 48 timer skal være til stede.	lokal	kommentar	info til lægen
Prøven kan ikke tages i patientens hjem. Tages på fastende patient.	lokal	kommentar	info til lægen
Prøven kan ikke tages i patientens hjem. Tages på fastende patient.	lokal	kommentar	info til lægen
Prøven kan kun tages i Pilestræde - skal aftales på tlf. 3374 4018.	lokal	kommentar	info til lægen
Prøven kan kun tages i Pilestræde.	lokal	kommentar	info til lægen
Prøven tages ej i hjemmet og tidligst 3 uger efter ophør med Marevan.	lokal	kommentar	info til lægen
			note
Prøven vendes straks 10 gange. Glasset indsendes efter centrifugering.	lokal	kommentar	vedrørende håndtering
			note
Pt. fast. Hvile i 15 min. Glas straks i isvand, centrif. inden 1 time.	lokal	kommentar	vedrørende håndtering
Pt. lader vandet før sengetid, urinen kasseres og kl. slet notéres. Herefter opsamles al urin, incl.den første morgenurin og kl. slet notéres!	lokal	kommentar	info til lægen
Ryger.	lokal	Ja/Nej	Ja/Nej
Se Laboratorievejledning.	lokal	kommentar	info til lægen
Se speciel vejledning, som følger pakningen.	lokal	kommentar	info til lægen
Skal aftales telefonisk med ambulatoriet på tlf. 8949 7305.	lokal	kommentar	info til lægen
Skal altid forudgås af u.s. for MCV,MCHC,MCH.	lokal	tekst	tekst
Speciel følgeseddel til Psyk Århus udfyldes.	lokal	kommentar	info til lægen
Tid til undersøgelsen bestilles på klinisk biokemisk tlf. 54885700.	lokal	kommentar	info til lægen
Tidsbestilling nødvendig.	lokal	kommentar	info til lægen
Tidsbestilling nødvendig. Patienten bør være mere end 15 år.	lokal	kommentar	info til lægen
Tidsbestilling nødvendig. Patienten bør være mere end 6 år.	lokal	kommentar	info til lægen
Udfyld allergiseddel.	lokal	kommentar	info til lægen
Udfyld blodbanksseddel.	lokal	kommentar	info til lægen
Udføres kun tirsdage fra kl. 08.00 - 12.00. Ingen tidsbestilling.	lokal	kommentar	info til lægen
Ved mistanke om erkendt leucæmi, medsendes et udstrygningspræparat.	lokal	kommentar	info til lægen
		Ja med tekst/Nej	Ja med tekst/Nej
Ved positiv test ønskes udspecificering for:	lokal	tekst/Nej	tekst/Nej
			note
2 ml serum afpipetteres i forsendelsesglas. Ikke indsend torsdage / fredage.	fælles	kommentar	vedrørende håndtering
			note
5-10 ml indsendes.Holdbarhed ved 4°C = 7 døgn.	fælles	kommentar	vedrørende håndtering
			note
8 ml serum. Prøven skal opbevares og sendes i brune glas.	fælles	kommentar	vedrørende håndtering
			note
Afpipetteres før forsendelse før weekend.	fælles	kommentar	vedrørende håndtering
			note
Afpipetteres inden 2 timer, opbevares og sendes på køl.	fælles	kommentar	vedrørende håndtering
Afroamerikaner?	fælles	Ja/Nej	Ja/Nej
Angiv dato for sidste menstruations 1.dag.	fælles	tal	tal
Angiv diurese i ml.	fælles	tal	tal
Angiv forventet terminsdato.	fælles	tal	tal
Angiv fødested.	fælles	tekst	tekst
Angiv graviditetsuge.	fælles	Ja/Nej	Ja/Nej
Angiv klinisk problemstilling.	fælles	tekst	tekst
Angiv navnet på: Diverse-analysen.	fælles	tekst	tekst
Angiv patientens oprindelsesland.	fælles	tekst	tekst
Angiv patientens vægt i kg.	fælles	tal	tal
Angiv sluttidspunkt for urinopsamling.	fælles	tal	tal
Angiv starttidspunkt for urinopsamling.	fælles	tal	tal
Anvendt antibiotikabehandling indenfor de sidste 24 timer skal angives.	fælles	tekst	tekst
			note
Bør forsendes på is, se fejlkilder.	fælles	kommentar	vedrørende håndtering

Bør tages før middag pga. store døgnvariationer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres og fryses inden 2 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres inden 1 døgn.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres inden 1 døgn. Må ikke opbevares i køleskab.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres inden 10 min.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres inden 4 timer, fryses op til weekend.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres inden 4 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres inden 6 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres straks.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres / afpipetteres.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres før indsendelse.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres i 20 min. og afpip inden 1 time.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres inden 1 time efter prøvetagning.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres inden 2 timer efter prøvetagningen.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres inden 6 timer efter prøvetagningen.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Centrifugeres/afpipetteres hvis forsendelsen er mere end 48 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Den første del af morgenurinen opsamles.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Der må ikke sprittes af inden prøvetagning. Glasset må ikke åbnes.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Der skal medsendes udfyldt specialseddél.	fælles	kommentar	info til lægen
Det anbefales at prøven tages før indtagelse af morgenmedicin.	fælles	kommentar	info til lægen
Er patienten fastende?	fælles	Ja/Nej	Ja/Nej
Faste 12 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Forsendelse ved 4°C.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Forsendelsen mærkes: Skal udpakkes ved modtagelse.	fælles	kommentar	info til lægen

Holdbar i 48 timer i stuetemperatur.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbar i 48 timer ved stuetemperatur. Kan ikke sendes på fredage og dagen før en helligdag.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed minimum 7 døgn.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 2 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 2 timer. Holdbarhed ved 4°C = 1 døgn.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 2 timer. Holdbarhed ved 4°C = 4 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 24 timer. Holdbarhed ved 4°C = 48 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 24 timer. Mere end 1 døgn skal prøven centrifugeres og afpipetteres. Holdbarhed ved 4° C = 2 døgn. Holdbarhed nedfrosset = 2 uger.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 3,5 timer.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 4 timer. Holdbarhed ved 4°C = 2 døgn.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 21°C = 8 timer. Holdbarhed ved 4°C = 3 døgn.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Holdbarhed ved 4°C = 2 døgn.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Husk at medsende udstrykningspræparat.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Husk tidsbestilling.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Hæmolysefrit prøvemateriale.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Indikation:	fælles	tekst	tekst
Indsend ej før helligdag.	fælles	kommentar	info til lægen
Ingen kontakt med gummiprop. Centrifugeres , serum indsendes.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Kan ikke indsendes fredag og før helligdage.	fælles	kommentar	info til lægen
Kan ikke indsendes.	fælles	kommentar	info til lægen
Meget svag hæmolyse tilladt.	fælles	kommentar	info til lægen
Mindst mulig stase.	fælles	kommentar	info til lægen
Moderat hæmolyse tilladt.	fælles	kommentar	info til lægen
Opbevares og sendes på køl.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Opbevares ved 4°C indtil forsendelse. Tåler 1 døgn postforsendelse.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Overstiger forsendelsestiden 1 døgn, skal prøvematerialet sendes nedfrosset.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Patient skal afhente opsamlingsdunke til døgnurin mm på ambulatoriet.	fælles	kommentar	info til lægen

Patienten skal faste min. 8 timer inden prøvetagning.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Patienten skal være medicinfastende.	fælles	kommentar	info til lægen
Plasma/Serum skal afpipetteres og fryses.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Prøvemateriale beskyttes mod lys.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Prøven centrifugeres og afpipetteres i specialrensede glas.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Prøven kan ikke tages og indsendes fredag.	fælles	kommentar	info til lægen
Prøven må ikke komme på køl, skal modtages inden et døgn.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Prøven opbevares med prop indtil analysering.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Prøven skal tages før morgenmedicin. Der skal medsendes udfyldt specialeseddel.	fælles	kommentar	info til lægen
Prøven tages inden morgendosis, 12 timer efter sidste aftendosis.	fælles	kommentar	info til lægen
PTB skal signeres af prøvetager.	fælles	tekst	tekst
Serum afpipetteres. Holdbarhed 1 døgn på køl. Sendes frossen.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Skal tages senest 1 uge før scanning.	fælles	kommentar	info til lægen
Skal tages senest 6 måneder efter reaktion.	fælles	kommentar	info til lægen
Skriv dato og præparat.	fælles	tekst	tekst
Specialglas uden tilsætning.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Speciel analyse - søg yderligere oplysninger.	fælles	kommentar	info til lægen
Tages i glas beregnet til spormetalbestemmelse.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Urinen blandes og måles og 10 ml heraf sendes til CL. Holdbarhed: 7 døgn ved 4°C.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Urinen videresendes i en 100 ml dunk.	fælles	kommentar	note vedrørende håndtering
Urinvolumen (ml).	fælles	tal	tal
Ved graviditet angives graviditetsuge (USM) ellers skrives ej gravid	fælles	tekst	tekst