

Introduktion til WebPatient – for datakonsulent

Øvelser:

1) (Praksis) Bestil hjemmemonitoreringskema til udfyldelse af patient i eget hjem.

Når praksis bestiller hjemmemonitorering via WebPatient, notificeres patienten pr. mail og/eller sms med en besked om, at behandlende læge ønsker at modtage hjemmemonitorering af patienten fra eget hjem.

Log ind via <https://gamma.webreq.dk>.

Find kategorien WebPatient og gennemfør (som praksis) en bestilling af valgfrit hjemmemonitoreringskema fra TestPerson.

Fremgangsmåde:

1. Log ind via <https://gamma.webreq.dk>
Ydernummer: 123456, Adgangskode: ib - og dine initialer.
Søg efter udleveret Test CPR for din region.
2. Vælg i bunden "normalvisning" under Klinisk Kemi eller Laboratoriemedicin
3. Vælg kategori "WebPatient" til venstre i bunden.
4. Tjek hvilke skemaer der på nuværende tidspunkt kan rekvireres.
5. Tjek vejledninger og DSAM for de enkelte skemaer (iconer ud for de enkelte skemaer)
6. Vælg Hjemmeblodtryk, Væske/vandladning og PeakFlow skema - og bestil gerne andre skemaer **undtagen Depression skema**, som skal bruges senere i undervisningen.
7. Vælg **dags dato** som start/prøvetagningstidspunkt for denne øvelse.
Årsag: Så du modtager patientnotifikation med det samme.
8. Vælg evt. ønsker til antal reitieringer (0=1 gang) for de bestilte skemaer.
Valg af reitieringer kommer til at gælde for alle skemaer i samme bestilling.
9. Vælg (øverst/venstre) "Send og udskriv"
10. Udfyld rekvisitionsoplysninger for d bestilte skemaer **OG** angiv **din egen mail og mobilnummer** som patients kontaktmail/sms samt skriv **dit navn** i kommentar til patient.
11. Vælg "Udfør" og luk den Prøvetagningsblanketter(PTB) WebReq foreslår at udskrive.
12. Du vil nu modtage besked pr mail og sms at skemaerne er bestilt.

2) (Patient) Modtager besked om bestilling og logger sig ind for at aflevere målinger/svar.

Patient modtager notifikationen pr mail/sms om hjemmemonitorering.

I notifikationen er der link til patientens egen side i WebPatient, hvor patienten skal logge sig ind med NemID.

Når patienten følger linket og logger sig sikkert ind på deres side i WebPatient, får de adgang til at åbne og indberette hjemmemålinger på det skema der er blevet bestilt som hjemmemonitorering.

Fremgangsmåde:

1. Tjek fremsendte mail/sms besked og vejledning til det enkelte skema.
Obs! Følg **ikke** link til produktion i de kommende opgaver – men log ind på testmiljøet Gamma ;)
2. Log ind som patient via <https://gamma.web-patient.dk/> med udleveret Test CPR for din region med kode: Test1234.
NemID-kode finder du i udleveret Nøglekort.
3. Kig rundt på sitet – og undersøg patientens muligheder.
4. Gå ind i Profil – og ret det regionale TestCpr i WebPatient-gamma til ønsket mobil og mail.
5. Find det Hjemmeblodtryk skema du bestilte.
Undersøg hvilke data du bedes indberette og se gerne "Patientvejledningen" hertil.
Prøv at anvende "Udskriv skema", "Send til læge" uden at du have tastet registreringer ind i skemaet – og se hvad der sker!
6. Udfyld HBT-skema med følgende data:

Første dag (den 21. november 2016) målte du følgende resultater:

Morgen

1. måling - Systolisk: 145, diastolisk: 85, puls: 65
2. måling - Systolisk: 140, diastolisk: 83, puls: 67
3. måling - Systolisk: 149, diastolisk: 85, puls: 64

Aften

1. måling - Systolisk: 145, diastolisk: 85, puls: 65
2. måling - Systolisk: 140, diastolisk: 83, puls: 67
3. måling - Systolisk: 140, diastolisk: 83, puls: 67

Anden dag målte du følgende resultater:

Morgen

1. måling - Systolisk: 145, diastolisk: 85, puls: 65
2. måling - Systolisk: 142, diastolisk: 83, puls: 62
3. måling - Systolisk: 149, diastolisk: 85, puls: 64

Aften

1. måling - Systolisk: 145, diastolisk: 85, puls: 65
2. måling - Systolisk: 141, diastolisk: 82, puls: 64
3. måling - Puls: 55, diastolisk: 85, systolisk: 149

Tredje dag målte du følgende resultater:

Morgen

1. måling - Systolisk: 140, diastolisk: 89, puls: 59
2. måling - Systolisk: 14, diastolisk: 83, puls: 60
3. måling - Systolisk: 139, diastolisk: 81, puls: 64

Aften

1. måling - Systolisk: 155, diastolisk: 85, puls: 70
2. måling - Systolisk: 149, diastolisk: 83, puls: 71
3. måling - Systolisk: 152, diastolisk: 85, puls: 72

7. Vælg "Send til læge", når du er klar til at returnere hjemmemålingerne til praksis.

8. Find herefter henholdsvis Væske/Vandladning og PeakFlow skemaer indberet som patient følgende testdata til egen læge:

Eksempel

væske- og vandladningsskema
Vægt: 70 kg

Dag 1		Typisk dag?		Ja/nej	
Date: 02-12-16		I seng klokken:		I seng klokken:	
Klokken	Væskeindtagelse (ml)	Vandladning (ml)	Udset for urin	Aktivitet	
7:00		200			
8:00	300	100			
9:00					
10:00	200	100			
11:00					
12:00	200	150			
13:00					
14:00	300	150	Utset		
15:00	200	75			
16:00					
17:00					
18:00	300	150			
19:00		75			
20:00		100			
21:00	100	100			
22:00					
23:00					
24:00					
1:00					
2:00		150			
3:00					
4:00					
5:00		200			
6:00					

Dag 2		Typisk dag?		Ja/nej	
Date: 03-12-16		I seng klokken:		I seng klokken:	
Klokken	Væskeindtagelse (ml)	Vandladning (ml)	Udset for urin	Aktivitet	
7:00					
8:00	300	200			
9:00					
10:00	200				
11:00					
12:00		200			
13:00	300				
14:00		200			
15:00	200				
16:00					
17:00					
18:00	200				
19:00					
20:00		100			
21:00					
22:00		410			
23:00					
24:00					
1:00		100			
2:00					
3:00					
4:00					
5:00		200			
6:00					

Dag 3		Typisk dag?		Ja/nej	
Date: 04-12-16		I seng klokken:		I seng klokken:	
Klokken	Væskeindtagelse (ml)	Vandladning (ml)	Udset for urin	Aktivitet	
7:00					
8:00	300	200			
9:00					
10:00	300	150			
11:00					
12:00	300	175			
13:00					
14:00		75			
15:00	200				
16:00					
17:00	200	200	Utset		
18:00	300	200			
19:00		100			
20:00		200			
21:00	200				
22:00		100			
23:00					
24:00					
1:00		150			
2:00					
3:00					
4:00		200	Utset		
5:00					
6:00					

Peakflow-skema

Startdato: 01-12-2016

Peakflow	Dato													
	01-12	02-12	03-12	04-12	05-12	06-12	07-12	08-12	09-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12
Peakflow før medicin														
Morgen	650	640	630	660	670	700	720	700	680	-	640	630	610	610
Aften	670	680	680	690	690	710	710	710	720	-	690	720	620	620
Ved anfald			660	620									610	610
Ved anfald													620	620
Ved anfald														

Symptomer	0=Ingen, 1=lette, 2=moderate, 3=svære															
	Forkølelse													1	2	3
Hoste														1	2	2
Piben/hvæsen															1	1
Åndenød				2	2											
Astma om natten																

Anfaldsmedicin, antal gange pr. døgn	01-12	02-12	03-12	04-12	05-12	06-12	07-12	08-12	09-12	10-12	11-12	12-12	13-12	14-12
			1	1								4	4	5

9. Hvis der er tid – så find og indberet svar på de andre skemaer som du har bestilt på TestCPR.

3) (Praksis) Udfylder og indberetter data for patient

Er patienten f.eks. fritaget fra NemID og e-post eller evnede ikke at indberette online, så er det stadig hurtigere og mere effektivt for almen praksis, at indberette patientens medbragte papirbaserede målinger/svar i WebPatient og udnytte de fordele WebPatient tilbyder i at validere, beregne resultat/score og sende resultatet elektronisk og struktureret ind i eget lægesystem - end det er at bruge tid på at beregne resultat/score manuelt, scanne/arkivere patientens hjemmemonitoreringer, m.m. samt manuelt dokumentere/indføre resultat i eget lægesystem.

Praksis kan indberette målinger/svar på vegne af patient og sender resultatet elektronisk til eget lægesystem ved at gå ind på patienten i WebReq og gå i patients "WebPatient Arkiv.

Fremgangsmåde:

1. Log ind via <https://gamma.webreq.dk>
Ydernummer: 123456, Adgangskode: ib - og dine initialer.
Søg udleveret Test CPR .
2. Vælg i bunden "normalvisning" under Klinisk Kemi eller Laboratoriemedicin
3. Vælg kategori "WebPatient" til venstre i bunden – og du vil se hvilke skemaer der på nuværende tidspunkt kan rekvireres.
4. Vælg **Depressions-skema** - og vælg **dags dato** som start/prøvetagningstidspunkt.
5. Vælg (øverst/venstre) "Send og udskriv"
6. Undlad at udfylde rekvisitionsoplysninger om **mail og mobilnummer**.
I kommentarfelt til patient kan evt. skrives "Udfyld af praksis sammen med patient under konsultation".
7. Vælg "Udfør" og luk de Prøvetagningsblanketter(PTB) WebReq foreslår at udskrive.
8. Vælg "normalvisning" under Klinisk Kemi eller Laboratoriemedicin i "Kvittering"-vinduet
9. Vælg "WebPatient arkiv"
10. Find og åben det bestilt **Depressions-skema**.
OBS! Vælg evt. F5 for at opdatere arkiv-vinduet, hvis skemaet ikke ses i vinduet.
11. Udfyld og sende indberetninger "Send til læge"

De sidste øvelser gennemgås i fælles plemun ved Margit

4) (Patient) Gennemgang af mobil-løsning for WebPatient.

Hvis der er tid – så præsenteres mobiladgang for WebPatient.

Tilmelding til mobiladgang med selvvalgt 4-chifret kode under patients profil.

To-trins-login ved anvendelse af mobil adgang.

5) (Praksis) Ny WebReq-funktion til generel opfølgning/status på bestillinger

Kort demo af kommende WebReq-funktion til generel opfølgning/status på bestillinger.

Funktionen er koblet til kommende reminderservice for Tilbagesvar-projektet.