

A Web Page

http://webreq.dk

Rekvisitionsoplysninger
INFORMATIONER / SPØRGSMÅL

Nedenstående markeret med ● skal besvares
Nedenstående med ● kan besvares

[Link i OPLYSNINGER der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug](#)

● Patientens SMS telefonnummer

● Patientens e-mail adresse

● Hjemmeblodtryk Skema udløb efter antal dage

Rekvisitionskommentar (320 af 320)

Information til prøvetager (320 af 320)

Information til patient (320 af 320)

Betaler

Samtykke til videregivelse af svar er givet

Alarmer

Skal der anvendes alarmer til patienten? Ja Nej

Der afgives alarm når: (Vil du anvende egne værdier, kan du skrive i felterne)

Systolisk blodtryk er over

Systolisk blodtryk er under

Diastolisk blodtryk er over

A Web Page

http://webreq.dk

Rekvisitionsoplysninger
INFORMATIONER / SPØRGSMÅL

Nedenstående markeret med ● skal besvares

Nedenstående med ● kan besvares

● [Link i OPLYSNINGER der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug](#)

● Patientens SMS telefonnummer

● Patientens e-mail adresse

● Hjemmeblodtryk Skema udløb efter antal dage

Rekvisitionskommentar (320 af 320)

Information til prøvetager (320 af 320)

Information til patient (320 af 320)

Betaler

Samtykke til videregivelse af svar er givet

Alarmer

Skal der anvendes alarmer til patienten? Ja Nej

Der afgives alarm når: (Vil du anvende egne værdier, kan du skrive i felterne)

Systolisk blodtryk er over

Systolisk blodtryk er under

Diastolisk blodtryk er over

110 (sidst anvendte værdi)

115 (Klinikkens default værdi)

110 (WebReq default værdi)

A Web Page

http://webreq.dk

Rekvisitionsoplysninger

INFORMATIONER / SPØRGSMÅL

Nedenstående markeret med () skal besvares

Nedenstående med () kan besvares

[Link i OPLYSNINGER der åbner patient-vejledning og skema til klodde-brug](#)

<input type="radio"/>	Morgenmad før	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Morgenmad efter	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Frokost før	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Frokost efter	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Aftensmad før	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Aftensmad efter	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Sengetid før	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Midt om natten	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
<input type="radio"/>	Patientens SMS telefonnummer	<input type="text"/>
<input type="radio"/>	Patientens e-mail adresse	<input type="text"/>
<input type="radio"/>	Antal døgnprofiler:	<input type="text"/>
<input type="radio"/>	Blodsukkerprofil Skema efter antal dage	<input type="text"/>
	Rekvisitionskommentar (320 af 320)	<input type="text"/>
	Information til prøvetager (320 af 320)	<input type="text"/>
	Information til patient (320 af 320)	<input type="text"/>
	Betaler	
	Samtykke til videregivelse af svar er givet	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej

Alarmer

Skal der anvendes alarmer til patienten? Ja Nej

Der afgives alarm når: (Vil du anvende egne værdier, kan du skrive i felterne)

Blodsukkerværdi er under (mmol/l)

<input type="text" value="2,"/>	▼
2,7 (sidst anvendte værdi)	
2,4 (Klinikkens default værdi)	
2,5 (WebReq default værdi)	



Administration af alarmer og alarmgrænser

Du er logget ind som: Margit Testesen, Web-Patient Administrator



Anvender klinikken alarmgrænser i Web-Patient?

Indstillinger for Alarmer & Alarmgrænseværdier i Web-Patient

Her kan du indstille, hvilke skemaer du ønsker skal give patienten en alarm, når grænseværdierne overskrides. Når alarmer er slået til for et skema, vil WebReq foreslå default værdier til alarmgrænser.

Du kan også se alarmgrænserne for både "WebReq default værdier" og "klinik default værdier", som udløser alarmer til patienten. Det er din systemadministrator som kan ændre klinikkens default værdier.

Samtidigt kan du se hvilke beskeder patienten modtager, når en alarm udløses.

- Angst
- Blodsukker
- Blodtryk
- Depression
- DAN-PSS
- Hovedpine
- Peakflow
- Stress
- Vægt
- Væske-/vandladning

Alarmgrænser for blodtryk

	Klinik default værdi:	WebReq default værdi:
Systolisk blodtryk er over	190	180
Systolisk blodtryk er under		95
Diastolisk blodtryk er over		110

- Kontrol:** Bekræft data
Du har skrevet xxx mmHg. Er det rigtigt?
- Besked:** Kontakt din behandler
Du har indberettet en blodtryksværdi, der kan være farlig for dig.
Er værdien korrekt, bedes du snarest kontakte din behandler.
- SMS:** Kontakt din behandler
Du har indberettet en blodtryksværdi i Web-Patient, der kan være farlig for dig.

Bruger indstillinger

Her kan du indstille, om en bruger anvender PRO alarmer på specifikke skemaer.

- Kurt Testesen
- Berit Afprøverson
- Yani Prøver
- Erik Aftester
- Tina Q manager

Alarmforslag anvendes til:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Angst | <input type="checkbox"/> Hovedpine |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blodsukker | <input checked="" type="checkbox"/> Peakflow |
| <input type="checkbox"/> Blodtryk | <input checked="" type="checkbox"/> Stress |
| <input type="checkbox"/> Depression | <input checked="" type="checkbox"/> Vægt |
| <input checked="" type="checkbox"/> DAN-PSS | <input checked="" type="checkbox"/> Væske-/vandladning |



Du er logget ind som: Kurt Testesen, læge

Indstillinger for Alarmer & Alarmgrænseværdier i Web-Patient

Her kan du indstille, hvilke skemaer du ønsker skal give patienten en alarm, når grænseværdierne overskrides. Når alarmer er slået til for et skema, vil WebReq foreslå default værdier til alarmgrænser.

Du kan også se alarmgrænserne for både "WebReq default værdier" og "klinik default værdier", som udløser alarmer til patienten. Det er din systemadministrator som kan ændre klinikkens default værdier.

Samtidigt kan du se hvilke beskedder patienten modtager, når en alarm udløses.

Anvendes alarm?



Angst

Blodsukker

Blodtryk

Depression

DAN-PSS

Hovedpine

Peakflow

Stress

Vægt

Væske-/vandladning

Alarmgrænser for blodtryk

Klinik default værdi: WebReq default værdi:

Systolisk blodtryk er over	190	180
Systolisk blodtryk er under		95
Diastolisk blodtryk er over		110

Kontrol: Bekræft data
Du har skrevet xxx mmHg. Er det rigtigt?

Besked: Kontakt din behandler
Du har indberettet en blodtryksværdi, der kan være farlig for dig.
Er værdien korrekt, bedes du snarest kontakte din behandler.

SMS: Kontakt din behandler
Du har indberettet en blodtryksværdi i Web-Patient, der kan være farlig for dig.