

	Oplysninger cifre	Tildeler nummer	eksempel	beskriv	beskriv lang tekst	Rekv nr / glasnr
Mads	Ja 10 til 14	PPÅÅNNNNNN	B 08123456	PP Prøvetype ÅÅ Årstal NNNNNN Løbenummer	PP har et synonym der i stregkoden oversættes til et tal ex B = 20 Desuden indlæsning fa bloddyrk kolber med unikke barkoder der sammenkobles med prøvenummeret i databsaen. Rekv nummer ved elektroniskrekv. Skal være unik og vil ved indlæsning i databasen knyttes til et lab.nummer som anført.	Ikke oplyst
ADAbakt	ja 8 til 14	CCÅÅNNNNNN flere modus anvendes	2008123456	CC Århundrede ÅÅ årstal NNNNNN løbenummer	Se bilag- Har mange muligheder	Ikke oplyst
labka2	Ja 10, 12 ,14	NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN	1234567890	N løbenummer med /uden modulustjek N løbenr	Løbenummer fortløbende tildelt. Anvender individuelle glasnumere koblet op på et rekvisitionsnummer.	ja kun denne mulighed
BCC Lab	Ja 8 til 14	NNNNNNNNGGGG	1234567890	G extension	Løbenummer tildeles fra pulje eller fra en webservice der kan hente Ja begge muligheder Med/uden checkciffer. Fremover udeladt godt med muliged for visuel kontrol af glasgrupper og glasfarve. 12 er max. I viss etilfælde problemer med barcodens fysiske længde.	
Netlab -KPLL	Ja max 12	NNNNNNNNGGGG	123456781001	N Løbenummer G glasgruppe P provider (lab) YY årstal S srienummer /løbenummer	Visse instrumenter max 8 cifre.	?
Flexlab prosang	Ja Ja 8 til 20	PPYYSSSSSSSLL SSSSSLLLL 12 C BB SS ÅÅ NNNNNN	123456781001 342010812345	L Lid nr / glasgruppe C= Checkciffer BB blodbankskode ex 42 SS Serie ÅÅ Årstal NNNNN løbenummer	mange muligheder Mulighed for et rekv nr og extension	Ja begge muligheder
Logica Blodbank	Ja					
Logica Patologi	ja					

Blodflødet	Nej
labka	nej
Safirilis	nej
SSI/MISYS	Nej