


# Generering af TeleDermatologi og andre MedBin- meddelelser fra GANGLION / GangView.

## Forudsætninger:

- GANGLION, GangView og Edimail skal være installeret.
- Hvis EDArkiv er installeret kan billeder hentes fra patientens billedarkiv.

I GangView skiftes til "Generer edifact".

Nederst i vinduet findes feltet "Vedhæftet fil".



Til højre for feltet er knapperne:



Åbner stifinderen og man kan vælge en fil, der vedhæftes til edifacten



Åbner GANGLIONs dokumentarkiv, hvor man kan hente billeder fra den udvalgte patients dokumentarkiv. Teksten fra dokumentet bliver automatisk kopieret over i edifacten.

Ved afsendelse af edifacten genereres 2 filer dels en almindelig edifact og dels en med den vedhæftede fil.

Dokumenttyper tilladt i MedBin:

- PCX PCX, billedfil
- TIF TIFF, billedfil
- JPG JPEG billedfil
- GIF GIF billedfil
- BMP BMP billedfil
- PNG PNG billedfil
- MPG MPG billede + lydfil
- DCM optionel DICOM, røntgenbillede
- SCP optionel SCP-ECG prENV1064, EKG standard fil.
- TXT Ren tekstfil
- RTF Rich text format
- DOC optionel Microsoft Word
- XLS optionel Microsoft Excel
- WPD optionel Word perfect
- EXE Programfil
- PDF PDF filer (vektorgrafik)
- WAW MS wave fil. ( multimedia)
- AVI Videofil (multimedia)
- MID optionel
- RMI optionel
- COM Programfil
- ZIP Zip – filer. Kan kvalificeres med alle OBJEKTTYPER
- BIN Generic